

Hydrogum 5

Alginatos de alta tecnología y con elevadas prestaciones

Sistemas de impresión / Impresión preliminar

Hydrogum 5 es un alginato con altas prestaciones y escaneable, con una reproducción de detalles en superficie de 5 μm y con 5 días de estabilidad dimensional.

Hydrogum 5 es la solución de Zhermack para satisfacer las necesidades de los profesionales más exigentes.

Su gran precisión, en cuanto a lo que se refiere a la reproducción de detalles en superficie, similar a la de una silicona, contribuye a obtener unas impresiones exactas. Además, su alta estabilidad dimensional garantiza la exactitud de la impresión hasta 120 horas.

Esto proporciona la tranquilidad al dentista de poder tomar una impresión un viernes y mandarla al laboratorio incluso el siguiente martes, sin preocuparse de que tenga un efecto perjudicial en el resultado.

Al ser escaneable, **Hydrogum 5** facilita el acceso a los procesos de digitalización y mejora la comunicación con el laboratorio, el cuál puede obtener directamente un modelo digital (sin necesidad de vaciar la impresión).

Características

- Reproducción de detalles en superficie de hasta 5 micras
- 5 días de estabilidad dimensional
- Puede ser escaneado con luz estructurada, luz estructurada azul, láser azul y escáneres CBCT sin necesitar el uso de polvos opacificadores*
- Mezcla manual o automática

Ventajas

- **Alta precisión** en la reproducción de detalles en superficie para un resultado final más satisfactorio
- **Alta estabilidad dimensional:** ayuda a mantener la exactitud de la impresión hasta 5 días después de la toma de impresión
- **Escaneabilidad:** facilita el acceso a los procesos de digitalización y mejora la comunicación con el laboratorio
- **Alta elasticidad:** permite al material volver de manera óptima a su forma original
- **Alta resistencia al desgarro:** reduce el riesgo de desgarros cuando se retira la impresión de la boca del paciente

* Pruebas llevadas a cabo por 3D Fast



Hydrogum 5



Hydrogum 5



Mangoustan scent

